


Anti-Nr2C2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P49116

商品番号: CM0030733



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-NR2C2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。オーファン核内受容体TR4を標的とし、転写調節、精子形成、および胚発生に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2C2 ウサギ pAb
備考/別名	TR4; TAK1; NR2C2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7182
GeneID	7182
免疫原	ヒトNR2C2 (NP_003289.2) のアミノ酸240-380に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P49116
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック