

Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-Nsun2モノクローナル抗体 - Q08J23

商品番号: CM0006956

前書き

ウェスタンブロット、免疫組織化学、免疫蛍光、免疫沈降、およびELISAでバリデーションされたNSUN2 ウサギモノクローナル抗体。tRNA/mRNAの修飾および発生に関与するRNAメチルトランスフェラーゼである、ヒトおよびマウスのNSUN2を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSUN2 Rabbit mAb
備考/別名	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54888
免疫原	ヒトNSUN2 (NP_060225.4) のアミノ酸617-708に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q08J23
タンパク質分子量	86 kDa
配送	氷袋