


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Nsun5ポリクローナル抗体 - Q96P11

商品番号: CM0025617



前書き

ヒトNSUN5（NOL1/p120）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。28S rRNAメチルトランスフェラーゼのタンパク質翻訳、発生、およびウィリアムズ-ビューレン症候群における役割を調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NSUN5 ウサギ pAb
備考/別名	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55695
GeneID	55695
免疫原	ヒトNSUN5（NP_060514.1）のアミノ酸127-429に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96P11
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ