

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ntsウサギポリクローナル抗体 - P30990

商品番号: CM0013752



前書き

NTS Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのニューロテンシン/ニューロメジンNを認識するポリクローナル抗体です。

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みで、脂質代謝や平滑筋調節におけるニューロテンシンの役割を研究するのに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NTS Rabbit pAb
備考/別名	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4922
遺伝子ID	4922
免疫原	合成ペプチド ヒトNTS (NP_006174.1) のアミノ酸100～170領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30990
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋梱包