

Wb、Elisa用抗Nucb2ポリクローナル抗体 - P80303

商品番号: CM0014253

前書き

ヒトNUCB2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの実用性が確認済みです。カルシウム恒常性、エネルギー代謝、Gタンパク質シグナル伝達の研究に適しており、ヒトとラットに交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUCB2 Rabbit pAb
備考／別名	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4925
GeneID	4925
免疫原	ヒトNUCB2 (NP_005004.1) のアミノ酸321～420番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P80303
タンパク質分子量	50kDa
配送方法	保冷剤