

Wb、Elisa用抗Nudel/Ndel1モノクローナル抗体 - Q9Gzm8

商品番号: CM0010254



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗NUDEL/NDEL1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。神経発達、細胞骨格構築、ならびに有糸分裂の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDEL/NDEL1 ウサギmAb
備考／別名	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDEIL1; NUDEL/NDEL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81565
遺伝子ID	81565
免疫原	合成ペプチド ヒトNUDEL/NDEL1 (Q9GZM8) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZM8
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ