

抗Nudt2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P50583

商品番号: CM0026982



前書き

NUDT2ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのNUDT2を認識します。Ap4Aヒドロラーゼ機能、RNAデキャッピング、および関連する神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUDT2 ウサギpAb
備考／別名	APAH1; IDDPN; NUDT2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	318
GeneID	318
免疫原	ヒトNUDT2（NP_001152.1）のアミノ酸1～147番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P50583
タンパク質分子量	17kDa
発送方法	氷袋梱包