


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Numa1 ウサギポリクローナル抗体 - Q14980

商品番号: CM0015396



前書き

ヒトNUMA1（核分裂装置タンパク質1、NMP-22）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。紡錘体ダイナミクスと核マトリックス構造の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUMA1 ウサギ pAb
備考/別名	NUMA; NMP-22; NUMA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4926
遺伝子ID	4926
免疫原	ヒトNUMA1 (NP_006176.2) のアミノ酸1-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14980
タンパク質分子量	238kDa
輸送	氷袋