


Wb、Ip、Elisa用 Anti-Numb ラビットモノクローナル抗体 - P49757

商品番号: CM0011421



前書き

ヒトおよびマウスサンプルでWB、IP、ELISAについて検証済みの高品質な抗NUMBラビットモノクローナル抗体。タンパク質numb相同体（P49757）を標的とし、エンドサイトーシスおよび神経発生の重要な制御因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUMB Rabbit mAb
備考/別名	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8650
GeneID	8650
免疫原	ヒトNUMB (P49757) のアミノ酸1-100に相当する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P49757
タンパク質分子量	71kDa
配送	アイスバッグ