

Wb、Elisa用 抗Nup85 ポリクローナル抗体 - Q9Bw27

商品番号: CM0013040



前書き

ヒトNUP85（核膜孔複合体タンパク質、NPCの構築、RNA輸送、有糸分裂、単球走化性に関与）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NUP85 Rabbit pAb
備考/別名	Nup75; FROUT; NPHS17; NUP85
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79902
GeneID	79902
免疫原	組み換えタンパク質 ヒトNUP85 (NP_079120.1) のアミノ酸427-656に対応する配列を含む組み換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BW27
タンパク質分子量	75kDa
発送	保冷バッグ