


Anti-Nur77 (Kd検証済み) ウサギモノクローナル抗体 For Wb And Elisa - P22736

商品番号: CM0006682



前書き

ヒトNUR77 (NR4A1)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット (WB)

およびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。核内受容体シグナル伝達および炎症応答の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] NUR77 ウサギ mAb
備考/別名	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [KD検証済み] NUR77
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3164
免疫原	ヒトNUR77 (NP_002126.2) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22736
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ