


Anti-Nur77 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P22736

商品番号: CM0024922



前書き

ヒトNUR77（NR4A1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと反応します。核受容体シグナル伝達、炎症、アポトーシスの研究に有用です。タンパク質分子量は64kDaで、氷袋で発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NUR77 Rabbit pAb
別名	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3164
GeneID	3164
免疫原	合成ペプチド ヒトNUR77 (NP_002126.2) のアミノ酸300-400領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P22736
タンパク質分子量	64kDa
発送方法	氷袋