

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Odc1 ウサギモノクローナル抗体 - P11926

商品番号: CM0008415



前書き

ヒトODC1（オルニチンデカルボキシラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済み。約51 kDaのバンドを検出します。ポリアミン生合成と細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ODC1 ウサギ mAb
備考/別名	ODC; BABS; NEDBA; NEDBIA; ODC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4953
GeneID	4953
免疫原	合成ペプチド。ヒトODC1（P11926）のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P11926
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ