

WbおよびElisa用抗Olfm3ウサギポリクローナル抗体 - Olfm3 Rabbit Pab

商品番号: CM0019311

前書き

マウスOLFM3由来の合成ペプチドを抗原としてウサギで作製したポリクローナル抗OLFM3抗体。ヒト、マウス、ラットサンプル中のOLFM3のウェスタンブロットおよびELISA検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OLFM3 Rabbit pAb
備考／別名	B230206G02Rik; OLFM3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	229759
遺伝子ID	229759
免疫原	合成ペプチド；マウスOLFM3（NP_694797.1）のアミノ酸200～300内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
輸送	保冷バッグ