


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Optnポリクローナル抗体 - Q96Cv9

商品番号: CM0019170



前書き

ヒトOPTN（Optineurin）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。オートファジー、自然免疫、神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OPTNウサギpAb
備考／別名	NRP; FIP2; HIP7; HYPL; ALS12; GLC1E; TFI1A-INTP; OPTN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10133
遺伝子ID	10133
免疫原	ヒトOPTN（NP_068815.2）のアミノ酸1〜577に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96CV9
タンパク質分子量	66kDa
輸送	保冷バッグ