

Anti-Oself3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Snq6

商品番号: CM0023214

前書き

イネ（*Oryza sativa*）由来のOsELF3 (Q9SNQ6) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みであり、イネの開花時期調節および光周期経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OsELF3 ウサギ pAb
備考/別名	Ef7; HD3B; Hd-q; Hd17; ELF3-1; OsELF3; OsELF3-1; OsJ_20086; OsELF3
種	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
GeneID	4340087
免疫原	組換えタンパク質 <i>Oryza sativa</i> OsELF3のアミノ酸1-172に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(Q9SNQ6)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	<i>Oryza sativa</i> （イネ）
SWISS	Q9SNQ6
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバッグ