


Wb、If/Icc、Elisa用抗Otub1ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fw1

商品番号: CM0016270



前書き

タンパク質代謝回転、DNA修復、免疫調節に関与する
Lys-

48特異的脱ユビキチン化酵素であるヒトOTUB1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	OTUB1 ウサギ pAb
備考/別名	OTB1、OTU1、HSPC263、OTUB1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55611
GeneID	55611
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FW1
タンパク質分子量	31kDa
輸送条件	保冷剤