

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Otud7Bポリクローナル抗体 - Q6Gqq9

商品番号: CM0021198



前書き

OTUD7Bに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットのOTUD7Bを認識し、NF-κB経路および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	OTUD7B ウサギ pAb
別名	ZA20D1; CEZANNE; OTUD7B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56957
遺伝子ID	56957
免疫原	ヒトOTUD7B (NP_064590.2) のアミノ酸530～700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6GQQ9
タンパク質分子量	93kDa
輸送方法	保冷剤