

Wb、If/Icc、Elisa用抗P糖タンパク質ポリクローナル抗体 - P08183

商品番号: CM0018597



前書き

WB、IF/ICC、ELISAに適した高品質な抗P糖タンパク質ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのABCB1（MDR1）タンパク質を検出します。多剤耐性および薬物輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P糖タンパク質ウサギpAb
備考／別名	CLCS ; MDR1 ; P-GP ; PGY1 ; ABC20 ; CD243 ; GP170 ; p-170 ; P糖タンパク質
種	ヒト
GeneID	5243
免疫原	組換えタンパク質 ヒトP糖タンパク質 (NP_000918.2) の603～692アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P08183
タンパク質分子量	141kDa
輸送	保冷バッグ