

Anti-P150 Caf1 (Caf-1 P150サブユニット) ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q13111

商品番号: CM0022717



前書き

ヒトp150 CAF1
(CHAF1A)、クロマチンアセンブリ因子-
1のp150サブユニットを標的とするウサギポリクロー
ナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済
み。クロマチンアセンブリ、DNA複製、DNA修復研
究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p150 CAF1 ウサギ pAb
備考/別名	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10036
GeneID	10036
免疫原	ヒトp150 CAF1 (NP_005474.2) のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13111
タンパク質分子量	107kDa
発送	保冷バッグ