

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗P23/Ptges3ウサギポリクローナル抗体 - Q15185

商品番号: CM0030506



前書き

ヒトPTGES3

(プロスタグランジンE合成酵素3、cPGES)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットティングおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。プロスタグランジン生合成、シャペロン機能、および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P23/PTGES3 ウサギ pAb
備考/別名	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10728
遺伝子ID	10728
免疫原	ヒト P23/PTGES3 (NP_006592.3) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15185
タンパク質分子量	19kDa
輸送	保冷バッグ