

Wb、Ihc-P、Elisa用抗P2Ry14ウサギポリクローナル抗体 - Q15391

商品番号: CM0027869



前書き

ヒトP2RY14（P2Y14受容体、GPR105）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの性能が確認されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。UDP-グルコースシグナル伝達およびGPCR生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	P2RY14 ウサギpAb
備考/別名	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9934
GeneID	9934
免疫原	ヒトP2RY14（NP_055694.3）のアミノ酸209～338に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15391
タンパク質分子量	39kDa
発送	氷袋梱包