


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用Anti-P38 Mapkポリクローナル抗体 - Q16539

商品番号: CM0013074



前書き

ヒトp38 MAPK

(MAPK14)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ストレスシグナル伝達、炎症、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p38 MAPK Rabbit pAb
備考/別名	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
種	ヒト
遺伝子ID	1432
免疫原	ヒトp38 MAPK (NP_620581.1) のアミノ酸261-360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16539
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ