

## Wb、Elisa用 抗P4HA2ウサギモノクローナル抗体 - O15460

商品番号: CM0006882



## 前書き

ヒトP4HA2を標的とする信頼性の高いウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。コラーゲン水酸化、線維症、およびプロリル4-ヒドロキシラーゼ活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | P4HA2 Rabbit mAb                                        |
| 備考/別名       | MYP25; lncRNA-PE; P4HA2                                 |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 8974                                                    |
| GeneID      | 8974                                                    |
| 免疫原         | ヒトP4HA2 (NP_004190.1) のアミノ酸157-333に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト                                                      |
| SWISS       | O15460                                                  |
| タンパク質分子量    | 61 kDa                                                  |
| 配送          | 氷袋                                                      |