


Wb、Ip、Elisa用 抗P53 ウサギモノクローナル抗体 - P04637

商品番号: CM0002946



前書き

ヒトp53 (P04637)
に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISA用にKO検証済み。ヒトと反応します。腫瘍抑制とアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] p53 ウサギ mAb
備考/別名	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7157
遺伝子ID	7157
免疫原	組換えタンパク質 ヒトp53 (NP_000537.3) のアミノ酸1-393に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04637
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤 (アイスバッグ)