

Wb、Elisa、Chip用Anti-P63ウサギモノクローナル抗体 - Q9H3D4

商品番号: CM0005135



前書き

ヒトp63（TP63）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、ELISA、ChIPで検証済みであり、分子量45-77

kDaのヒトおよびラットp63を検出します。転写調節、上皮形態形成、および四肢の発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	p63 Rabbit mAb
備考/別名	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8626
GeneID	8626
免疫原	ヒトp63（NP_003713.3）のアミノ酸581-680内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H3D4
タンパク質分子量	45-77 kDa
配送	アイスバッグ