

WbおよびElisa用 抗Padi1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ulc6

商品番号: CM0016368



前書き

ヒトPADI1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。表皮ケラチノサイトにおけるタンパク質アルギニンデイミナーゼの研究に使用されます。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PADI1 Rabbit pAb
備考/別名	PDI; PAD1; PDII; HPAD10; PADI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29943
GeneID	29943
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPADI1 (NP_037490.2) のアミノ酸1-277に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9ULC6
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋