

Anti-Padi2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Y2J8

商品番号: CM0015904



前書き

PADI2 Rabbit pAb (Q9Y2J8)

は、タンパク質アルギニンデイミナーゼタイプ2を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ヒトとの交差反応性が確認されており、WBおよびELISAで有効性が検証されています。IVD研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PADI2 Rabbit pAb
備考/別名	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
種	ヒト
遺伝子ID	11240
免疫原	ヒトPADI2 (NP_031391.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y2J8
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスバッグ