

Wb、Elisa用抗Pargウサギモノクローナル抗体 - Q86W56

商品番号: CM0004611



前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗PARGウサギモノクローナル抗体。ヒトポリ(ADP-リボース)グリコヒドrolラーゼを特異的に標的とします。ADP-リボシル化、DNA損傷応答、クロマチンリモデリング経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARG ウサギmAb
備考/別名	PARG99; PARG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8505
免疫原	ヒトPARG (NP_003622.2) のアミノ酸777~976番内の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86W56
タンパク質分子量	111kDa
発送方法	氷袋