

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Parnウサギポリクローナル抗体 - O95453

商品番号: CM0024851



前書き

ヒトPARN（ポリ(A)特異的リボヌクレアーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。組換え免疫原（アミノ酸1-280）。mRNA分解および転写後調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARN ウサギ pAb
備考/別名	DAN; DKCB6; PFBMFT4; PARN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5073
GeneID	5073
免疫原	ヒトPARNのアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_002573.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O95453
タンパク質分子量	73kDa
輸送	氷袋