

WbおよびElisa用抗Pars2ポリクローナル抗体 - Q7L3T8

商品番号: CM0022745

前書き

ヒトミトコンドリアプロリルtRNA合成酵素（PARS2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションに適しており、ラットと交差反応します。ミトコンドリア翻訳および疾患研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PARS2ウサギpAb
備考／別名	DEE75、proRS、EIEE75、MT-PRORS、PARS2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	25973
免疫原	ヒトPARS2（NP_689481.2）のアミノ酸30～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q7L3T8
タンパク質分子量	53 kDa
配送	保冷バッグ