

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Pax3ウサギポリクローナル抗体 - P23760

商品番号: CM0019638



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのPAX3に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経発生、筋形成、ワールデンブルグ症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PAX3 Rabbit pAb
備考／別名	WS1; WS3; CDHS; HUP2; PAX-3; PAX3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5077
遺伝子ID	5077
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPAX3 (NP_852122.1) のアミノ酸1〜236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23760
タンパク質分子量	53 kDa
輸送	保冷バッグ