

Wb、Elisa用抗Pcm1ポリクローナル抗体 - Q15154

商品番号: CM0022189



前書き

PCM1 Rabbit

pAbは、ヒト中心小体周辺物質1（PCM1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、中心体と繊毛の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCM1 Rabbit pAb
別名	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5108
免疫原	合成ペプチド ヒトNINJ1（NP_006188.4）のアミノ酸1921～2025番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q15154
タンパク質分子量	229kDa
輸送方法	保冷剤