

WbおよびElisa用 Anti-Pcpe-1 モノクローナル抗体 - Q15113

商品番号: CM0005037



前書き

ヒトPCPE-

1に対する高品質ウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに反応性を示します。コラーゲン処理および細胞外マトリックス生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PCPE-1 ウサギ mAb
別名	PCPE; PCPE1; PCPE-1
種	ヒト
遺伝子ID	5118
免疫原	ヒトTLR4 (NP_002584.2) のアミノ酸304-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15113
タンパク質分子量	48 kDa
発送	保冷バッグ