

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pd-L1/Cd274 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzq7

商品番号: CM0017539



### 前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗PD-L1/CD274ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。診断および研究環境における免疫チェックポイントと腫瘍免疫学の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PD-L1/CD274 ウサギ pAb                                             |
| 備考/別名       | B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274 |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 29126                                                           |
| GeneID      | 29126                                                           |
| 免疫原         | ヒトPD-L1/CD274 (NP_054862.1) のアミノ酸19-238に相当する配列の合成ペプチド。          |
| 由来          | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                       |
| 適用          | WB、IHC-P、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | Q9NZQ7                                                          |
| タンパク質分子量    | 33kDa                                                           |
| 輸送          | アイスバッグ                                                          |