

Anti-Pdcd7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

商品番号: CM0003913



前書き

ヒトPDCD7を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のPDCD7を検出します。アポトーシス研究に使用してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDCD7 Rabbit mAb
備考/別名	59K, ES18, HES18, PDCD7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10081
遺伝子ID	10081
免疫原	ヒトPDCD7 (Q8N8D1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N8D1
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスバッグ