


WbおよびElisa用抗Pdfウサギポリクローナル抗体 - Q9Hbh1

商品番号: CM0018048



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWBおよびELISAでの実証済みの抗PDFウサギポリクローナル抗体。タンパク質生合成研究やIVD開発向けに、ミトコンドリアペプチドデホルミラーゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDF Rabbit pAb
別名	PDF
対象種	ヒト
GeneID	64146
免疫原	ヒトPDF (NP_071736.1) のアミノ酸40-243を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBH1
タンパク質分子量	27 kDa
輸送方法	水袋梱包