


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pdgfrb ウサギ ポリクローナル抗体 - P09619

商品番号: CM0020656



前書き

ヒトPDGFRB（血小板由来増殖因子受容体ベータ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。血管新生、細胞増殖、受容体型チロシンキナーゼシグナル伝達に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDGFRB ウサギ pAb
備考/別名	IMF1, KOGS, IBGC4, JTK12, PDGFR, PENTT, CD140B, PDGFR1, PDGFR-1, PDGFRB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5159
遺伝子ID	5159
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09619
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷バッグ