

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Pdk1/Pdhk1ウサギモノクローナル抗体 - Q15118

商品番号: CM0008755



前書き

PDK1/PDHK1に対するウサギモノクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。グルコース代謝、低酸素、ミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDK1/PDHK1ウサギmAb
備考／別名	PDK1; ビルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ1; PDK1/PDHK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5163
遺伝子ID	5163
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15118
タンパク質分子量	49kDa
配送	保冷バッグ