


Wb、Elisa用抗Pdxkモノクローナル抗体 - O00764

商品番号: CM0007272



前書き

WBおよびELISAで検証された組換え抗PDXKウサギモノクローナル抗体。ヒトPDXK（35 kDa、SWISS O00764）を検出します。ビタミンB6代謝およびキナーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PDXK Rabbit mAb
備考/エイリアス	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8566
免疫原	ヒトPDXK (NP_003672.1) のアミノ酸1-312に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00764
タンパク質分子量	35kDa
配送	氷袋