


抗Pedf/Serpinf1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P36955

商品番号: CM0014775



前書き

ヒトPEDF/SERPINF1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。血管新生および神経栄養因子研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEDF/SERPINF1 ウサギpAb
備考/別名	O16; O112; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
種	ヒト
遺伝子ID	5176
免疫原	ヒトPEDF/SERPINF1 (NP_002606.3) のアミノ酸141-240領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36955
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷剤