

Wb、Ihc-P、Elisa、Chip用Anti-Per2ポリクローナル抗体 - O15055

商品番号: CM0016411



前書き

ヒトPER2 (Period circadian protein homolog 2) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISA、ChIPで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。概日リズム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PER2 Rabbit pAb
備考/別名	FASPS; FASPS1; PER2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8864
遺伝子ID	8864
免疫原	ヒトPER2 (NP_073728.1) のアミノ酸390-565に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15055
タンパク質分子量	137kDa
配送	アイスパック