


Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13162

商品番号: CM0014179



前書き

ヒトペルオキシレドキシン4 (PRDX4) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。酸化ストレスおよび抗酸化酵素研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Rabbit pAb
備考／別名	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)
種	ヒト
GeneID	10549
免疫原	ヒトペルオキシレドキシン4 (PRDX4) (NP_006397.1)のアミノ酸38-271に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13162
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ