

WbおよびElisa用抗Pex11Bウサギポリクローナル抗体 - O96011

商品番号: CM0019426

前書き

ヒトPEX11B（ペルオキシシン11B）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ペルオキシソームの増殖および分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEX11BウサギpAb
備考／別名	PEX14B; PEX11beta; PEX11-BETA; PEX11B
種	ヒト
遺伝子ID	8799
免疫原	ヒトPEX11B（NP_003837.1）のアミノ酸100～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96011
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷剤