

抗Pfasポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O15067

商品番号: CM0019505

前書き

ヒトPFAS (PURL, FGAMS)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISA用。マウスおよびラットと交差
反応性あり。プリン生合成研究およびアッセイ開発に
適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PFAS ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	PURL; FGAMS; GATD8; FGARAT; FGAR-AT; PFAS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5198
GeneID	5198
免疫原	ヒトPFASのアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_036525.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15067
タンパク質重量	145kDa
配送	アイスパック