

抗Pgam2ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P15259

商品番号: CM0028333

前書き

解糖系に関与する筋肉特異的ホスホグリセリン酸ムターゼであるヒトPGAM2に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-

P、ELISAの用途で検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGAM2 ウサギpAb
備考/別名	GSD10; PGAMM; PGAM-M; PGAM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5224
GeneID	5224
免疫原	ヒトPGAM2 (NP_000281.2) のアミノ酸1〜253番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15259
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋梱包