

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Pgdウサギポリクローナル抗体 - P52209

商品番号: CM0026518



前書き

ヒトPGD（6-
ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ）を標的とするウ
サギポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで有効性を確認済み。ヒト、マウ
ス、ラットサンプル中の内因性PGDを検出します。ペ
ントースリン酸経路研究および代謝研究に不可欠です
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGDウサギpAb
備考/別名	6PGD; PGD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5226
GeneID	5226
免疫原	ヒトPGD（NP_002622.2）のアミノ酸184-483に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52209
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ