

抗Pge受容体Ep4（Ptger4）ウサギポリクローナル抗体（Pab） Wb・Elisa用 - P35408

商品番号: CM0020959



前書き

プロスタグランジンE2受容体EP4サブタイプ（PTGER4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで検証済み、ラットと交差反応性あり。GPCRを介した平滑筋弛緩や腎機能の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGE受容体EP4（PTGER4）ウサギpAb
別名	EP4; EP4R; PGE receptor EP4 (PTGER4)
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5734
遺伝子ID	5734
免疫原	ヒトPGE受容体EP4（PTGER4）（P35408）のアミノ酸1-488番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	P35408
タンパク質分子量	53kDa
配送方法	氷袋梱包