

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Pglsポリクローナル抗体 - O95336

商品番号: CM0028701

前書き

ヒト6-
ホスホグルコノラクトナーゼ（PGLS）を標的とする
ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-
P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交
差反応性があります。代謝経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PGLS Rabbit pAb
備考/別名	6PGL; HEL-S-304; PGLS
種	ヒト
GeneID	25796
免疫原	ヒトPGLS（NP_036220.1）のアミノ酸1-258に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95336
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋