


Wb、Elisa用 Anti-Phkb ポリクローナル抗体 - Q93100

商品番号: CM0026054



前書き

ヒトPHKB（フォスホリラーゼbキナーゼの調節サブユニットβ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適し、ヒトおよびマウスとの交差反応性を有します。グリコーゲン代謝および関連疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PHKB Rabbit pAb
備考/別名	PHKB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5257
遺伝子ID	5257
免疫原	組換えタンパク質；ヒトPHKB (NP_000284.1) のアミノ酸854-1093に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q93100
タンパク質分子量	125kDa
輸送	保冷バッグ